



Ringbio Rapid Test Kits for Milk Antibiotic Residues

Набор для быстрого тестирования остатков антибиотиков в молоке

Ring Biotechnology Co Ltd

Add: Building 3, No 11, Kechuang 14th St, Beijing 100176, China

Web: www.ringbio.com Email: info@ringbio.com

Тестовый набор 4 в 1



Rapid Test Kit for the quick detection of antibiotic residues in milk. The detection limits meet Russian regulations and EU regulations.

Экспресс-тест-набор для быстрого обнаружения остатков антибиотиков в молоке. Пределы обнаружения соответствуют российским и европейским нормам.



Product Code	Product name	Detection Limit	Detection Time
103018	BTSC 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого определения бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина и хлорамфеникола в молоке	Penicillin G: 2 ppb Tetracycline: 3-4 ppb Streptomycin: 10-20 ppb Chloramphenicol: 0.3 ppb	3min + 7min
110024	QMLE 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого определения хинолонов, макролидов, линкомицина и эритромицина в молоке	Quinolones: 3-10 ppb Macrolides: 2-4 ppb Lincomycin: 2-4 ppb Erythromycin: 3 ppb	3min + 7min
110025	GNKS 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого определения гентамицина, неомицина, канамицина и стрептомицина в молоке	Gentamicin: 2-3 ppb Neomycin: 2-3 ppb Kanamycin: 2-3 ppb Streptomycin: 10-20 ppb	3min + 7min
100077	GNKSpec 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого определения гентамицина, неомицина, канамицина и спектиномицина в молоке	Gentamicin: 2-3 ppb Neomycin: 2-3 ppb Kanamycin: 2-3 ppb Spectinomycin: 1-2 ppb	3min + 7min
100082	KFMDP 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого тестирования кетопрофена, флавомицина, мелоксикама, дексаметазона и преднизолона.	Ketoprofen: 8-10ppb Flavomycin: 20-30ppb Meloxicam: 1-1.5ppb Dexamethasone/ Prednisolone: 0.3-6ppb	3min + 7min

Тестовый набор 4 в 1

Rapid Test Kit for the quick detection of antibiotic residues in milk. The detection limits meet Russian regulations and EU regulations.

Экспресс-тест-набор для быстрого обнаружения остатков антибиотиков в молоке. Пределы обнаружения соответствуют российским и европейским нормам.



Product Code	Product name	Detection Limit	Detection Time
100085	KFMD 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого тестирования кетопрофена, флуниксина, мелоксикама, дексаметазона и преднизолона.	Ketoprofen: 8-10ppb Flunixin: 10-40ppb Meloxicam: 1-1.5ppb Dexamethasone/Prednisolone: 0.3-6ppb	3min + 7min
100040	FTSP 4 in 1 Test Kit Тест-набор 4-в-1 для быстрого тестирования тиамфеникола, триметоприма, спирамицина, колистина и полимиксина В	Thiamphenicol: 1ppb Trimethoprim: 0.5ppb Spiramycin: 6ppb Colistin: 10ppb Polymyxin B: 13-15ppb	3min+7min

Тестовый набор 5 в 1



Rapid Test Kit for the quick detection of antibiotic residues in milk. The detection limits meet Russian regulations and EU regulations.

Экспресс-тест-набор для быстрого обнаружения остатков антибиотиков в молоке. Пределы обнаружения соответствуют российским и европейским нормам.

Определение остатков нескольких антибиотиков с помощью одного тест-набора



Product Code	Product name	Detection Limit	Detection Time
100074	BTSCC 5 in 1 Test Kit Тест-набор 5 в 1 для быстрого тестирования бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомицина, хлорамфеникола и цефалексина	Penicillin G: 1-1.5ppb Tetracyclines: 2-4ppb Streptomycin: 40-60ppb Cefalexin: 5-10ppb Chloramphenicol: 0.3ppb	3min+7min
100075	BACSF 5 in 1 Test Kit Тест-набор 5-в-1 для быстрого определения бацитрацина, рифампицина, клиндамицина, спирамицина, флорфеникола и тиамфеникола	Bacitracin: 40-60ppb Rifampicin: 2-4ppb Clindamycin: 4-6ppb Spiramycin: 4-6ppb Florfenicol: 0.2ppb Thiamphenicol: 1-2ppb	3min + 7min
100076	LQMES 5 in 1 Test Kit * Тест-набор 5-в-1 для быстрого тестирования линкомицина, хинолонов, тилозина, тилмикозина, эритромицина и сульфаниламидов	Lincomycin: 2ppb Quinolones: 3-10pb Macrolides: 2-4ppb Erythromycin: 3ppb Sulfa drugs: 2-7 ppb	3min+7min

Считыватель экспресс-тестов



The portable and desktop devices for antibiotic test result reading and storage.

Портативные и настольные устройства для считывания и хранения результатов тестов на антибиотики.



Product Code	Product name	Product Application	Type
M1010	NBReader Fast 2 Strip Reader	To read all 4in1 test result in 10-30s. Fast and accurate.	Reader system
M1003	GIC-S1 Считыватель предназначен для считывания и хранения результатов тестов на антибиотики, позволяя вам сохранять результаты тестов и распечатывать их.		
M1011	NBReader Fast 3 Strip Reader QIC-Q1 Считыватель предназначен для считывания и хранения результатов тестов на антибиотики из тест-набора «5 в 1», позволяя вам сохранять результаты тестов и распечатывать их.	To read all 4in1 and 5in1 test result in 10-30s. Fast and accurate.	Reader System
M1005	Heating Block, mini incubator Инкубатор предназначен для инкубации тест-полоски при низкой температуре, что обеспечивает точный результат тестирования.	To incubate the test strip when the temperature is low.	Incubator



Ringbio is ISO9001, ISO13485 & GMP certified manufacturer of rapid test kits for food and animal diagnostics.

Ringbio — сертифицированный по стандартам ISO 9001, ISO 13485 и GMP производитель экспресс-тестов для диагностики безопасности пищевых продуктов и болезней животных.

Contact us

Web: <https://www.ringbio.com>

Email: info@ringbio.com

WhatsApp: +86-18600362934



YouTube



LinkedIn